

DEPC水(DNase、RNase free)

货号: BN24052

规格: 100mL ; 500mL

产品简介:

- 百瑞极生产的DEPC水, 即DEPC-treated Water, 是用DEPC(diethylpyrocarbonate, 焦碳酸二乙酯)处理过并经高温高压消毒的Milli-Q纯水。经检测不含RNase、DNase和proteinase。
- DEPC水可以用于RNA沉淀的溶解, 含有RNA的各种反应体系如反转录、siRNA的退火等, 以及其它各种要求无RNase、DNase和proteinase的反应体系。
- DEPC水不同于DEPC。DEPC水是使用DEPC处理过的水, 基本上不含DEPC, 99.99%以上是水。如需购买RNA酶清除剂, 可以选购BN20172。

保存条件:

室温保存, 一年有效。

注意事项:

- 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 手上通常有RNase, 必须戴一次性手套操作, 以防RNase污染。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。